

APLW 038

Teline

leveäkaulaisten erlenmeyer- ja mittapullojen optimaaliseen sijoitteluun.



- 14 jousipidikettä, korkeus 175 mm ja 14 korkeus 105 mm

EAN: 4002516116004 / Materiaalin numero: 11104980 /
Vanhan materiaalin numero: 69303800D

Tuotteen luokitus	
Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
Laite-/lisävarusteluokka	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Tuoteluokka	
Teline/moduuli kapeakaulaisille lasitavaroille	•
Teline erilaisille pulloille	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Ruostumaton teräs
Väri	Ruostumaton teräs
Käyttökohde	
Laboratoriolasitavaran koneellinen käsittely	•
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	185
Ulkomitat, nettoleveys, mm	195
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	450
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	345
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	435
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	510
Nettopaino, kg	0,60
Bruttopaino, kg	2,41