


APLW 040

Teline

koeputken optimaaliseen sijoitteluun, korkeus 100 mm.



- Käytettäväksi mallin APLW 043 kannen kanssa

EAN: 4002516116028 / Materiaalin numero: 11105000 /
Vanhan materiaalin numero: 69304000D

Tuotteen luokitus	
Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
Tuoteyhteydet	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Tuoteluokka	
Teline/moduuli koeputkille	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Ruostumaton teräs
Väri	Ruostumaton teräs
Enimmäistäyttökorkeus, mm	115
Käyttökohde	
Laboratoriolasitavaran koneellinen käsittely	•
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	100
Ulkomitat, nettoleveys, mm	220
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	220
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	330
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	315
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	315
Nettopaino, kg	0,47
Bruttopaino, kg	1,58