

APLW 042

Teline

koeputken optimaaliseen sijoitteluun, korkeus 200 mm.



- Käytettäväksi mallin APLW 043 kannen kanssa

EAN: 4002516116042 / Materiaalin numero: 11105020 /  
Vanhan materiaalin numero: 69304200D

<b>Tuotteen luokitus</b>	
Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
<b>Tuoteyhteydet</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Tuoteluokka</b>	
Teline/moduuli koeputkille	•
<b>Tuotteen ominaisuudet</b>	
Materiaali	Ruostumaton teräs
Väri	Ruostumaton teräs
Enimmäistäyttökorkeus, mm	215
<b>Käyttökohde</b>	
Laboratoriolasitavaran koneellinen käsittely	•
<b>Mitat ja paino</b>	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	202
Ulkomitat, nettoleveys, mm	220
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	220
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	325
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	305
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	310
Nettopaino, kg	0,65
Bruttopaino, kg	1,60