


APLW 044
Erotusverkko
telineiden APLW 040–042 pohjan jakamiseen.



EAN: 4002516116066 / Materiaalin numero: 11105040 /
Vanhan materiaalin numero: 69304400D

Tuotteen luokitus	
Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
Tuoteyhteydet	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Tuoteluokka	
Teline/moduuli koeputkille	•
Pidike	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Ruostumaton teräs
Väri	Ruostumaton teräs
Käyttökohde	
Laboratoriolasitavaran koneellinen käsittely	•
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	75
Ulkomitat, nettoleveys, mm	205
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	200
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	215
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	170
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	270
Nettopaino, kg	0,36
Bruttopaino, kg	0,60