

APLW 047

Suihkusuutin

muovituella, kartiomainen, Ø 2,5, pituus 50 mm.

EAN: 4002516117261 / Materiaalin numero: 11105070 /  
Vanhan materiaalin numero: 69304700D

<b>Tuotteen luokitus</b>	
Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
<b>Tuoteyhteydet</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Tuoteluokka</b>	
Suihkusuutin	•
<b>Tuotteen ominaisuudet</b>	
Materiaali	Ruostumaton teräs, Muovit
Väri	Sininen, Ruostumaton teräs
<b>Käyttökohde</b>	
Laboratoriolasitavaran koneellinen käsittely	•
<b>Mitat ja paino</b>	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	32
Ulkomitat, nettoleveys, mm	32
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	61
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	12
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	80
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	120
Nettopaino, kg	0,02
Bruttopaino, kg	0,02



- Vakiomallisiin suorasuihkuvaunuihin ja -telineisiin
- Sopii esim. korkeille mittalaseille, pulloille ja koeputkille
- Sisältää suuttimen, Ø 4 mm