


APLW 051

Suihkusuutin

muovituella, tähdenmuotoinen kiinnittimellä, Ø 4, pituus 110 mm.

EAN: 4002516116127 / Materiaalin numero: 11105110 /
Vanhan materiaalin numero: 69305100D



- Vakiomallisiin suorasuihkuvaunuihin ja -telineisiin
- Sopii esim. korkeille mittalaseille, pulloille ja koeputkille
- Sisältää suuttimen, Ø 5 mm

Tuotteen luokitus	
Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
Tuoteyhteydet	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Tuoteluokka	
Suihkusuutin	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Ruostumaton teräs, Muovit
Väri	Sininen, Ruostumaton teräs
Käyttökohde	
Laboratoriolasitavaran koneellinen käsittely	•
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	54
Ulkomitat, nettoleveys, mm	54
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	115
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	12
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	80
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	120
Nettopaino, kg	0,01
Bruttopaino, kg	0,02