

APLW 053

Suihkusuutin

muovituella, tähdenmuotoinen, Ø 6, pituus 115 mm.

EAN: 4002516116134 / Materiaalin numero: 11105130 /
Vanhan materiaalin numero: 69305300D



- Vakiomallisiin suorasuihkuvaunuihin ja -telineisiin
- Sopii esim. korkeille mittalaseille, pulloille ja koeputkille
- Sisältää suuttimen korkin, Ø 10 mm

| | |
|---|----------------------------|
| Tuotteen luokitus | |
| Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio | • |
| Tuoteyhteydet | |
| PLW 6011 | • |
| PLW 6111 | • |
| Tuoteluokka | |
| Suihkusuutin | • |
| Tuotteen ominaisuudet | |
| Materiaali | Ruostumaton teräs, Muovit |
| Väri | Sininen, Ruostumaton teräs |
| Käyttökohde | |
| Laboratoriolasitavaran koneellinen käsittely | • |
| Mitat ja paino | |
| Ulkomitat, nettokorkeus, mm | 76 |
| Ulkomitat, nettoleveys, mm | 76 |
| Ulkomitat, nettosyvyys, mm | 123 |
| Ulkomitat, bruttokorkeus, mm | 55 |
| Ulkomitat, bruttoleveys, mm | 180 |
| Ulkomitat, bruttosyvyys, mm | 250 |
| Nettopaino, kg | 0,00 |
| Bruttopaino, kg | 0,01 |