

APLW 059

Suihkusuutin

muovituella täyttöesineiden varmistamiseksi, kiinnittimellä, Ø 6, pituus 225 mm.



- Vakiomallisiin suorasuihkuvaunuihin ja -telineisiin
- Sopii esim. korkeille mittalaseille, pulloille ja koeputkille
- Sisältää suuttimen korkin, Ø 10 mm

EAN: 4002516116257 / Materiaalin numero: 11105190 /
Vanhan materiaalin numero: 69305900D

Tuotteen luokitus	
Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
Tuoteyhteydet	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Tuoteluokka	
Suihkusuutin	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Ruostumaton teräs, Muovit
Väri	Sininen, Ruostumaton teräs
Käyttökohde	
Laboratoriolasitavaran koneellinen käsittely	•
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	77
Ulkomitat, nettoleveys, mm	77
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	258
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	55
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	100
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	300
Nettopaino, kg	0,05
Bruttopaino, kg	0,12