

APLW 062

Suihkusuutin

muovituella ja pullonkaulan pidikkeellä, tähdenmuotoinen, Ø 6, pituus 135 mm.



- Vakiomallisiin suorasuihkuvaunuihin ja -telineisiin
- Sopii esim. korkeille mittalaseille, pulloille ja koeputkille
- Sisältää suuttimen korkin, Ø 10 mm
- Lukituspidikkeellä

EAN: 4002516116288 / Materiaalin numero: 11105220 /
Vanhan materiaalin numero: 69306200D

Tuotteen luokitus	
Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
Tuoteyhteydet	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Tuoteluokka	
Suihkusuutin	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Ruostumaton teräs, Muovit
Väri	Sininen, Ruostumaton teräs
Käyttökohde	
Laboratoriolasitavaran koneellinen käsittely	•
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	76
Ulkomitat, nettoleveys, mm	76
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	145
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	80
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	95
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	110
Nettopaino, kg	0,03
Bruttopaino, kg	0,07