

APLW 063

Suihkusuutin

muovituella ja pullonkaulan pidikkeellä, tähdenmuotoinen, Ø 6, pituus 175 mm.



- Vakiomallisiin suorasuihkuvaunuihin ja -telineisiin
- Sopii esim. korkeille mittalaseille, pulloille ja koeputkille
- Sisältää suuttimen korkin, Ø 10 mm
- Lukituspidikkeellä

EAN: 4002516116295 / Materiaalin numero: 11105230 /  
Vanhan materiaalin numero: 69306300D

<b>Tuotteen luokitus</b>	
Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
<b>Tuoteyhteydet</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Tuoteluokka</b>	
Suihkusuutin	•
<b>Tuotteen ominaisuudet</b>	
Materiaali	Ruostumaton teräs, Muovit
Väri	Sininen, Ruostumaton teräs
<b>Käyttökohde</b>	
Laboratoriolasitavaran koneellinen käsittely	•
<b>Mitat ja paino</b>	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	76
Ulkomitat, nettoleveys, mm	76
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	186
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	55
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	100
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	300
Nettopaino, kg	0,04
Bruttopaino, kg	0,10