

APLW 065

Suihkusuutin

muovituella ja pullonkaulan pidikkeellä, tähdenmuotoinen, Ø 6, pituus 275 mm.



- Vakiomallisiin suorasuihkuvaunuihin ja -telineisiin
- Sopii esim. korkeille mittalaseille, pulloille ja koeputkille
- Sisältää suuttimen korkin, Ø 10 mm
- Lukituspidikkeellä

EAN: 4002516116318 / Materiaalin numero: 11105250 /
Vanhan materiaalin numero: 69306500D

Tuotteen luokitus	
Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
Tuoteyhteydet	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Tuoteluokka	
Suihkusuutin	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Ruostumaton teräs, Muovit
Väri	Sininen, Ruostumaton teräs
Käyttökohde	
Laboratoriolasitavaran koneellinen käsittely	•
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	75
Ulkomitat, nettoleveys, mm	75
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	287
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	55
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	100
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	300
Nettopaino, kg	0,04
Bruttopaino, kg	0,11