

APLW 067
Suihkusuutin
pidikkeellä, Ø 6, pituus 225 mm.



- Vakiomallisiin suorasuihkuvaunuihin ja -telineisiin
- Sopii esim. korkeille mittalaseille, pulloille ja koeputkille
- Sisältää suuttimen korkin, Ø 10 mm

EAN: 4002516116332 / Materiaalin numero: 11105270 /
Vanhan materiaalin numero: 69306700D

Tuotteen luokitus	
Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
Tuoteyhteydet	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Tuoteluokka	
Suihkusuutin	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Metallilanka, rilsan-pinnoite, Ruostumaton teräs
Väri	Sininen, Ruostumaton teräs, Valkoinen
Käyttökohde	
Laboratoriolasitavaran koneellinen käsittely	•
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	70
Ulkomitat, nettoleveys, mm	70
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	235
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	55
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	180
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	250
Nettopaino, kg	0,08
Bruttopaino, kg	0,09