

APLW 069
Suihkusuutin
rst -tuella, Ø 8, pituus 255 mm.



- Vakiomallisiin suorasuihkuvaunuihin ja -telineisiin
- Sopii esim. korkeille mittalaseille, pulloille ja koeputkille
- Suuttimen kärjen kosketuspinta, Ø 17 mm

EAN: 4002516116356 / Materiaalin numero: 11105290 /
Vanhan materiaalin numero: 69306900D

Tuotteen luokitus	
Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
Tuoteyhteydet	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Tuoteluokka	
Suihkusuutin	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Ruostumaton teräs, Muovit
Väri	Ruostumaton teräs, Harmaa
Käyttökohde	
Laboratoriolasitavaran koneellinen käsittely	•
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	87
Ulkomitat, nettoleveys, mm	87
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	263
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	12
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	250
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	350
Nettopaino, kg	0,08
Bruttopaino, kg	0,09