

APLW 070  
Suihkusuutin  
rst-tuella, Ø 8, pituus 320 mm.



- Vakiomallisiin suorasuihkuvaunuihin ja -telineisiin
- Sopii esim. korkeille mittalaseille, pulloille ja koeputkille
- Suuttimen kärjen kosketuspinta, Ø 17 mm

EAN: 4002516116363 / Materiaalin numero: 11105300 /  
Vanhan materiaalin numero: 69307000D

<b>Tuotteen luokitus</b>	
Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
<b>Tuoteyhteydet</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Tuoteluokka</b>	
Suihkusuutin	•
<b>Tuotteen ominaisuudet</b>	
Materiaali	Ruostumaton teräs, Muovit
Väri	Ruostumaton teräs, Harmaa
<b>Käyttökohde</b>	
Laboratoriolasitavaran koneellinen käsittely	•
<b>Mitat ja paino</b>	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	87
Ulkomitat, nettoleveys, mm	87
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	330
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	108
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	117
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	305
Nettopaino, kg	0,10
Bruttopaino, kg	0,19