

APLW 071

Suihkusuutin

pidikk. mitt. lieriöille Ø 105 mm:iin asti ja suihkusuuttimiin Ø 8, l. 320 mm.



- Vakiomallisiin suorasuihkuvaunuihin ja -telineisiin
- Sopii esim. korkeille mittalaseille, pulloille ja koeputkille
- Suuttimen kärjen kosketuspinta, Ø 17 mm

EAN: 4002516116370 / Materiaalin numero: 11105310 /
Vanhan materiaalin numero: 69307100D

Tuotteen luokitus	
Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
Tuoteyhteydet	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Tuoteluokka	
Suihkusuutin	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Ruostumaton teräs, Muovit
Väri	Ruostumaton teräs, Harmaa
Käyttökohde	
Laboratoriolasitavaran koneellinen käsittely	•
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	120
Ulkomitat, nettoleveys, mm	120
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	330
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	125
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	165
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	350
Nettopaino, kg	0,24
Bruttopaino, kg	0,38