

APLW 074

Tuki

kartionmuotoinen, Ø 15 mm, suihkusuuttimiin Ø 2,5 mm.



EAN: 4002516116400 / Materiaalin numero: 11105340 /
Vanhan materiaalin numero: 69307400D

Tuotteen luokitus	
Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
Tuoteyhteydet	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Tuoteluokka	
Suihkusuutin	•
Muut lisävarusteet	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Muovit
Väri	Sininen
Käyttökohde	
Laboratoriolasitavaran koneellinen käsittely	•
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	15
Ulkomitat, nettoleveys, mm	15
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	21
Nettopaino, kg	0,00
Bruttopaino, kg	0,00