

APLW 086

Pullonkaulan pidike

Ø 45 mm, suihkuuuttimiin Ø 6 mm.

Miele

Image
in progress

EAN: 4002516116646 / Materiaalin numero: 11105460 /
Vanhan materiaalin numero: 69308600D

Tuotteen luokitus	
Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
Tuoteyhteydet	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Tuoteluokka	
Muut lisävarusteet	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Muovit
Väri	Valkoinen
Käyttökohde	
Laboratoriolasitavaran koneellinen käsittely	•
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	33
Ulkomitat, nettoleveys, mm	33
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	70
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	12
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	120
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	170
Nettopaino, kg	0,05
Bruttopaino, kg	0,05