

APLW 088

Telineet

mittauslieriöille Ø 105 mm:iin asti ja suihkusuuttimiin Ø 8 mm.



EAN: 4002516116660 / Materiaalin numero: 11105480 /
Vanhan materiaalin numero: 69308800D

Tuotteen luokitus	
Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
Tuoteyhteydet	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Tuoteluokka	
Pidike	•
Muut lisävarusteet	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Ruostumaton teräs
Väri	Ruostumaton teräs
Käyttökohde	
Laboratoriolasitavaran koneellinen käsittely	•
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	12
Ulkomitat, nettoleveys, mm	120
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	300
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	108
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	117
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	305
Nettopaino, kg	0,14
Bruttopaino, kg	0,23