

APLW 090

Pidike

pipeteille, joiden enimmäishalkaisija on 14 mm ja minimihalkaisija 4 mm.



EAN: 4002516116684 / Materiaalin numero: 11105500 /
Vanhan materiaalin numero: 69309000D

Tuotteen luokitus	
Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
Tuoteyhteydet	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Tuoteluokka	
Pidike	•
Muut lisävarusteet	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Muovit
Väri	Harmaa, Musta
Käyttökohde	
Laboratoriolasitavaran koneellinen käsittely	•
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	20
Ulkomitat, nettoleveys, mm	20
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	20
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	12
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	120
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	170
Nettopaino, kg	0,00
Bruttopaino, kg	0,00