

APLW 091
Pidike
suihkusuuttimiin Ø 2,5 mm.



EAN: 4002516116691 / Materiaalin numero: 11105510 /
Vanhan materiaalin numero: 69309100D

Tuotteen luokitus	
Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
Tuoteyhteydet	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Tuoteluokka	
Pidike	•
Muut lisävarusteet	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Muovit
Väri	Harmaa
Käyttökohde	
Laboratoriolasitavaran koneellinen käsittely	•
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	20
Ulkomitat, nettoleveys, mm	20
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	17
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	12
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	80
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	120
Nettopaino, kg	0,00
Bruttopaino, kg	0,00