

A 841/2

Suihkusuutin

muovituet, suuttimen halkaisija 6 mm, pituus 210 mm, 10 välinettä



- Sopii suorasuihkumoduuleihin ja -koreihin, kierrelitöntä
- Sopii esineille, joiden kaulan halkaisija on 12–85 mm
- Suihkuhylsyn suojuksen yläosan halkaisija: 11 mm
- Osa EasyLoad-järjestelmää

EAN: 4002516188827 / Materiaalin numero: 11113140 /
Vanhan materiaalin numero: 69684102D

Tuotteen luokitus	
Pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
Tuoteyhteydet	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 7111	•
Tuoteluokka	
Suihkusuutin	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Ruostumaton teräs, Muovit
Väri	Ruostumaton teräs, Musta
Osa EasyLoad-järjestelmää	•
Käyttökohde	
Laboratoriolasitavaran koneellinen käsittely	•
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	210
Ulkomitat, nettoleveys, mm	92
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	86
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	140
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	150
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	260
Nettopaino, kg	0,35
Bruttopaino, kg	0,48