

A 841/3

Suihkusuutin

muovituet, suuttimen halkaisija 6 mm, pituus 210 mm, 20 välinettä



- Sopii suorasuihkumoduuleihin ja -koreihin, kierreliitântä
- Sopii esineille, joiden kaulan halkaisija on 12–85 mm
- Suihkuhylsyn suojuksen yläosan halkaisija: 11 mm
- Osa EasyLoad-järjestelmää

EAN: 4002516188834 / Materiaalin numero: 11113150 /  
Vanhan materiaalin numero: 69684103D

#### Tuotteen luokitus

Pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
SlimLine-laboratoriopesukoneet	•
Teollisuusosien pesu- ja desinfiointikone	•
Suuret laboratoriopesukoneet teollisuusosien puhdistukseen	•
SlimLine-laboratoriopesukoneet teollisuusosien puhdistukseen	•

#### Tuoteyhteydet

PLW 8636 [IPC]	•
PLW 8636 [LAB / LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 7111	•
PLW 7111 [IPC]	•

#### Tuoteluokka

Suihkusuutin	•
--------------	---

#### Käyttökohde

Laboratoriolasitavaran koneellinen käsittely	•
--	---

#### Tuotteen ominaisuudet

Materiaali	Ruostumaton teräs, Muovit
Väri	Ruostumaton teräs, Musta
Osa EasyLoad-järjestelmää	•

#### Mitat ja paino

Ulkomitat, nettokorkeus, mm	210
Ulkomitat, nettoleveys, mm	92
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	86
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	140
Ulkomitat, bruttotoleveys, mm	190
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	295
Nettopaino, kg	0,73
Bruttopaino, kg	0,90