

A 843/3

Suihkusuutin

muovituet, suuttimen halkaisija 4 mm, pituus 185 mm, 20 välinettä



- Sopii suorasuihkumoduuleihin ja -koreihin, kierrelitöntä
- Osa EasyLoad-järjestelmää
- Pakkausyksikkö, jossa 20 suutinta

EAN: 4002516188902 / Materiaalin numero: 11113760 /
Vanhan materiaalin numero: 69684303D

| Tuotteen luokitus | |
|---|---------------------------|
| Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio | • |
| Laite-/lisävarusteluokka | |
| G 7825 | • |
| PG 8527 | • |
| PG 8528 | • |
| PG 8535 | • |
| PG 8536 | • |
| PG 8504 | • |
| PG 8583 | • |
| PG 8583 CD | • |
| PG 8593 | • |
| PLW 8615 | • |
| PLW 8616 | • |
| PLW 8617 | • |
| Tuoteluokka | |
| Suihkusuutin | • |
| Tuotteen ominaisuudet | |
| Materiaali | Ruostumaton teräs, Muovit |
| Väri | Ruostumaton teräs, Musta |
| Osa EasyLoad-järjestelmää | • |
| Käyttökohde | |
| Laboratoriolasitavaran koneellinen käsittely | • |
| Mitat ja paino | |
| Ulkomitat, nettokorkeus, mm | 184,89999999999998 |
| Ulkomitat, nettoleveys, mm | 76 |
| Ulkomitat, nettosyvyys, mm | 70,9 |
| Ulkomitat, bruttokorkeus, mm | 140 |
| Ulkomitat, bruttoleveys, mm | 150 |
| Ulkomitat, bruttosyvyys, mm | 260 |
| Nettopaino, kg | 0,43 |
| Bruttopaino, kg | 0,56 |