

A 844/2

Suihkusuutin

muovituet, suuttimen halkaisija 2,5 mm, pituus 80 mm, 10 välinettä.



- Sopii suorasuihkumoduuleihin ja -koreihin, kierrelähtäjä
- Sopii esineille, joiden kaulan halkaisija on 6–55 mm
- Suihkuhylsyn suojuksen yläosan halkaisija: 5 mm
- Osa EasyLoad-järjestelmää

EAN: 4002516188926 / Materiaalin numero: 11115500 /
Vanhan materiaalin numero: 69684402D

Tuotteen luokitus	
Pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
SlimLine-laboratoriopesukoneet	•
Teollisuusosien pesu- ja desinfiointikone	•
Suuret laboratoriopesukoneet teollisuusosien puhdistukseen	•
SlimLine-laboratoriopesukoneet teollisuusosien puhdistukseen	•
Tuoteyhteydet	
PLW 8636 [IPC]	•
PLW 8636 [LAB / LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 7111	•
PLW 7111 [IPC]	•
Tuoteluokka	
Suihkusuutin	•
Käyttökohde	
Laboratoriolasitavaran koneellinen käsittely	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Ruostumaton teräs, Muovit
Väri	Ruostumaton teräs, Musta
Osa EasyLoad-järjestelmää	•
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	80
Ulkomitat, nettoleveys, mm	60
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	55
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	107
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	130
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	195
Nettopaino, kg	0,10
Bruttopaino, kg	0,22