

A 845/3

Suihkusuutin

muovituet, suuttimen halkaisija 2,5 mm, pituus 125 mm, 20 välinettä.



- Sopii suorasuihkumoduuleihin ja -koreihin, kierrelitöntä
- Osa EasyLoad-järjestelmää
- Pakkausyksikkö, jossa 20 suutinta

EAN: 4002516188957 / Materiaalin numero: 11116140 /  
Vanhan materiaalin numero: 69684503D

Tuotteen luokitus	
Pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
Tuoteyhteydet	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Tuoteluokka	
Suihkusuutin	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Ruostumaton teräs, Muovit
Väri	Ruostumaton teräs, Musta
Osa EasyLoad-järjestelmää	•
Käyttökohde	
Laboratoriolasitavaran koneellinen käsittely	•
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	125
Ulkomitat, nettoleveys, mm	60
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	55
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	107
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	130
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	195
Nettopaino, kg	0,25
Bruttopaino, kg	0,36