

A 300/3

Moduuli

laboratoriolasien optimaaliseen asetteluun – voidaan varustaa 8 suuttimella.



- Lab.lasitavaraalle, kuten erlenmeyer- ja pyöreille pulloille.
- Varustettu 4 A 840 -suuttimella ja 4 A 841 -suuttimella
- Osa EasyLoad-järjestelmää
- Suutinväli 118 mm leveysuunnassa, 118 mm syvyysuunnassa

EAN: 4002516188964 / Materiaalin numero: 11116900 /  
Vanhan materiaalin numero: 69630003D

<b>Tuotteen luokitus</b>	
Pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
<b>Tuoteyhteydet</b>	
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
<b>Tuoteluokka</b>	
Teline/moduuli kapeakaulaisille lasitavaroille	•
Teline erilaisille pulloille	•
<b>Tuotteen ominaisuudet</b>	
Materiaali	Ruostumaton teräs, Muovit
Väri	Ruostumaton teräs, Musta
Lokeroiden lukumäärä	8
Osa EasyLoad-järjestelmää	•
<b>Käyttökohde</b>	
Laboratoriolasitavaran koneellinen käsittely	•
<b>Kapasiteetti</b>	
Kapeakaulaiset lasitavarat [määrä]	8
<b>Mitat ja paino</b>	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	228
Ulkomitat, nettoleveys, mm	208
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	479
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	200
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	240
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	515
Nettopaino, kg	1,47
Bruttopaino, kg	1,91
<b>Mukana toimitettava paketti</b>	
A 840, suorasuihkusuutin Ø 6 mm, pituus 130 mm [määrä]	4
A 841, suorasuihkusuutin Ø 6 mm, pituus 210 mm [määrä]	4