


A 301/5

Moduuli

laboratoriolasien optimaaliseen asetteluun – voidaan varustaa 18 suuttimella.



- Lab.lasitavaraalle, kuten erlenmeyer- ja pyöreille pulloille.
- 9 A 842- ja 9 A 843 -suutinta
- Osa EasyLoad-järjestelmää
- Suutinväli 78 mm leveyssuunnassa, 78 mm syvyysuunnassa

EAN: 4002516188971 / Materiaalin numero: 11116950 /
Vanhan materiaalin numero: 69630105D

Tuotteen luokitus	
Pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
Tuoteyhteydet	
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
Tuoteluokka	
Teline/moduuli kapeakaulaisille lasitavaroille	•
Teline erilaisille pulloille	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Ruostumaton teräs, Muovit
Väri	Ruostumaton teräs, Musta
Osa EasyLoad-järjestelmää	•
Käyttökohde	
Laboratoriolasitavaran koneellinen käsittely	•
Kapasiteetti	
Kapeakaulaiset lasitavarat [määrä]	18
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	203
Ulkomitat, nettoleveys, mm	232
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	480
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	200
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	245
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	515
Nettopaino, kg	2,16
Bruttopaino, kg	3,17
Mukana toimitettava paketti	
A 842, suorasuihkusuutin Ø 4 mm, pituus 90 mm [määrä]	9
A 843, suorasuihkusuutin Ø 4 mm, pituus 185 mm [määrä]	9