


A 302/3

Moduuli

laboratoriolasien optimaaliseen asetteluun – voidaan varustaa 32 suuttimella.



- Lab.lasitavaraalle, kuten erlenmeyer- ja pyöreille pulloille.
- 16 A 844- ja 16 A 845 -suutinta
- Osa EasyLoad-järjestelmää
- Suutinväli 60 mm leveyssuunnassa, 57 mm syvyysuunnassa

EAN: 4002516188988 / Materiaalin numero: 11116960 /
Vanhan materiaalin numero: 69630203D

Tuotteen luokitus	
Pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
Tuoteyhteydet	
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
Tuoteluokka	
Teline/moduuli kapeakaulaisille lasitavaroille	•
Teline erilaisille pulloille	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Ruostumaton teräs, Muovit
Väri	Ruostumaton teräs, Musta
Osa EasyLoad-järjestelmää	•
Käyttökohde	
Laboratoriolasitavaran koneellinen käsittely	•
Kapasiteetti	
Kapeakaulaiset lasitavarat [määrä]	32
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	143
Ulkomitat, nettoleveys, mm	238
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	479
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	135
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	290
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	590
Nettopaino, kg	1,49
Bruttopaino, kg	2,67
Mukana toimitettava paketti	
A 844, suorasuihkusuutin Ø 2,5 mm, pituus 80 mm [määrä]	16
A 845, suorasuihkusuutin Ø 2,5 mm, pituus 125 mm [määrä]	16