


A 14/1

Kansi

arkojen esineiden tukemiseen.



- Kansi ruostumatonta terästä
- 8 x 8 mm rei'itys, 3 mm tuki
- Peittää puolet AK 12/1 telineestä

EAN: 4002516340126 / Materiaalin numero: 11131560 /
Vanhan materiaalin numero: 69746003D

Tuotteen luokitus	
Pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
Pesu- ja desinfiointikoneet, terveydenhuolto	•
Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, terveydenhuolto	•
Tuoteyhteydet	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8592	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 7111	•
PLW 8505	•
Tuoteluokka	
Suojus	•
Kansi	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Ruostumaton teräs
Väri	Ruostumaton teräs
Käyttökohde	
Laboratoriolasitavaran koneellinen käsittely	•
Erialaisten välineiden koneellinen käsittely	•
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	19
Ulkomitat, nettoleveys, mm	207
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	224
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	65
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	240
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	250
Nettopaino, kg	0,20
Bruttopaino, kg	0,35