


A 14/1
Kansi
arkojen esineiden tukemiseen.




- Kansi ruostumatonta terästä
- 8 x 8 mm rei'itys, 3 mm tuki
- Peittää puolet AK 12/1 telineestä

EAN: 4002516340126 / Materiaalin numero: 11131560 /
Vanhan materiaalin numero: 69746003D

Tuotteen luokitus	
Pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
SlimLine-laboratoriopesukoneet	•
Pesu- ja desinfiointikoneet, terveydenhuolto	•
Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, terveydenhuolto	•
Teollisuusosien pesu- ja desinfiointikone	•
Suuret laboratoriopesukoneet teollisuusosien puhdistukseen	•
SlimLine-laboratoriopesukoneet teollisuusosien puhdistukseen	•
Tuoteyhteydät	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PLW 8636 [IPC]	•
PLW 8636 [LAB / LAB MON]	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8592	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 7111 [IPC]	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
PLW 8505	•
Tuoteluokka	
Suojus	•
Kansi	•
Käyttökohde	
Laboratoriolasitavaran koneellinen käsittely	•
Erilaisten välineiden koneellinen käsittely	•

A 14/1
Kansi
arkojen esineiden tukemiseen.



EAN: 4002516340126 / Materiaalin numero: 11131560 /
Vanhan materiaalin numero: 69746003D

Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Ruostumaton teräs
Väri	Ruostumaton teräs
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	19
Ulkomitat, nettoleveys, mm	207
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	224
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	65
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	240
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	250
Nettopaino, kg	0,20
Bruttopaino, kg	0,35