

AK 12/1  
Teline  
erilaisille välineille.



- Sopii esim. keitinlaseille, suppiloille, rintapumpuille
- Siirrettävät kahvat

EAN: 4002516343714 / Materiaalin numero: 11131690 /  
Vanhan materiaalin numero: 69501204D

<b>Tuotteen luokitus</b>	
Pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
Pesu- ja desinfiointikoneet, terveydenhuolto	•
Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, terveydenhuolto	•
<b>Tuoteyhteydet</b>	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8592	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 8505	•
<b>Tuoteluokka</b>	
Teline/moduuli dekantterilaseille	•
Teline/moduuli leveäkaulaisille lasitavaroille	•
Muut telineet	•
<b>Tuotteen ominaisuudet</b>	
Materiaali	Ruostumaton teräs
Väri	Ruostumaton teräs
<b>Käyttökohde</b>	
Laboratoriolasitavaran koneellinen käsittely	•
Erialaisten välineiden koneellinen käsittely	•
<b>Mitat ja paino</b>	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	122
Ulkomitat, nettoleveys, mm	224
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	434
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	125
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	245
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	450
Nettopaino, kg	0,65
Bruttopaino, kg	1,07