

MB-CVA 7000

Lasinen maitosäiliö

Latte macchiatoa ja cappuccinoa aina kun haluat!

EAN: 4002516181491 / Materiaalin numero: 11234120 /
Vanhan materiaalin numero: 29992644EU1



- Tämä säiliö toimitetaan CVA 7000 -kahvikeskusten mukana
- Toinen säiliö on tarkoitettu intensiivistä käyttöä varten
- Tilavuus 0,7 l
- Sisältö: 1 lasinen säiliö suojakannella sekä imuputket