

A 857

Muuntosarja

G 7827/28:n ja PG 8527/28:n vaunujen käyttöön koneessa PG 86xx.



- Nykyiset Mielen kuormausalustat sopivat myös PG 86xx -sarjaan
- G 7827-, G 7828-, PG 8527- ja PG 8528 -sarjan kuormausalustoihin

EAN: 4002516201946 / Materiaalin numero: 11235960 /
Vanhan materiaalin numero: 69685700D

Tuotteen luokitus	
Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
Tuoteyhteydet	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Tuoteluokka	
Muuntosarja	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Ruostumaton teräs, Muovit
Väri	Ruostumaton teräs, Musta
Käyttökohde	
Pipettien/injektiopullojen koneellinen käsittely	•
Laboratoriolasitavaran koneellinen käsittely	•
Erialaisten välineiden koneellinen käsittely	•
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	0
Ulkomitat, nettoleveys, mm	0
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	0
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	60
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	110
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	405
Nettopaino, kg	0,33
Bruttopaino, kg	0,43