

A 857

Muuntosarja

G 7827/28:n ja PG 8527/28:n vaunujen käyttöön koneessa PG 86xx.



- Nykyiset Mielen kuormausalustat sopivat myös PG 86xx -sarjaan
- G 7827-, G 7828-, PG 8527- ja PG 8528 -sarjan kuormausalustoihin

EAN: 4002516201946 / Materiaalin numero: 11235960 /
Vanhan materiaalin numero: 69685700D

Tuotteen luokitus	
Suuret laboratoriopesukoneet	•
Tuoteyhteydet	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Tuoteluokka	
Muuntosarja	•
Käyttökohde	
Pipettien/injektiopullojen koneellinen käsittely	•
Laboratoriolasitavaran koneellinen käsittely	•
Erialaisten välineiden koneellinen käsittely	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Ruostumaton teräs, Muovit
Väri	Ruostumaton teräs, Musta
Mitat ja paino	
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	60
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	110
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	405
Nettopaino, kg	0,33
Bruttopaino, kg	0,43