

A 852  
Tukirittä  
Suorasuihkumoduuliin A 622.



- Järjestely: 4 x 9 kenttää
- A 622 -suorasuihkumoduuliin
- Optimaaliseen laboratoriolasitavaran asetteluun
- Osa EasyLoad-järjestelmää

EAN: 4002516201922 / Materiaalin numero: 11236650 /  
Vanhan materiaalin numero: 69685200D

Tuotteen luokitus	
Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
Tuoteyhteydet	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Tuoteluokka	
Muut telineet / muut moduulit	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Metallilanka, rilsan-pinnoite, Ruostumaton teräs, Muovit
Väri	Ruostumaton teräs, Harmaa, Musta
Lokeroiden lukumäärä	36
Lokeron leveys, mm	59
Lokeron pituus, mm	58
Osa EasyLoad-järjestelmää	•
Käyttökohde	
Laboratoriolasitavaran koneellinen käsittely	•
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	76
Ulkomitat, nettoleveys, mm	256
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	562
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	75
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	330
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	680
Nettopaino, kg	0,61
Bruttopaino, kg	0,99