

A 12/2

Teline

Helposti särkyvien esineiden hellävaraiseen käsittelyyn vaimennetulla suihkulla.



- 7 x 7 mm:n reiäpölyisyys
- Ylä- ja alakoriin
- Peittää puolet korista
- Ei sovellu käytettäväksi PG 8536:ssä

EAN: 4002516237068 / Materiaalin numero: 11238030 /
Vanhan materiaalin numero: 69501205D

Tuotteen luokitus	
Pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
Tuoteyhteydet	
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8505	•
Tuoteluokka	
Alusta	•
Tukikehikko	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Ruostumaton teräs
Väri	Ruostumaton teräs
Käyttökohde	
Laboratoriolasitavaran koneellinen käsittely	•
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	237
Ulkomitat, nettoleveys, mm	448
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	14
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	65
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	255
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	475
Nettopaino, kg	0,39
Bruttopaino, kg	0,57