

A 12/2

Teline

Helposti särkyvien esineiden hellävaraiseen käsittelyyn vaimennetulla suihkulla.



- 7 x 7 mm:n rei'itys
- Ylä- ja alakoriin
- Peittää puolet korista
- Ei sovellu käytettäväksi PG 8536:ssä

EAN: 4002516237068 / Materiaalin numero: 11238030 /

Vanhan materiaalin numero: 69501205D

Tuotteen luokitus	
Pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
SlimLine-laboratoriopesukoneet	•
Teollisuusosien pesu- ja desinfiointikone	•
Suuret laboratoriopesukoneet teollisuusosien puhdistukseen	•
SlimLine-laboratoriopesukoneet teollisuusosien puhdistukseen	•
Tuoteyhteydet	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PLW 8636 [IPC]	•
PLW 8636 [LAB / LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 7111	•
PLW 7111 [IPC]	•
PLW 8505	•
Tuoteluokka	
Alusta	•
Tukikehikko	•
Käyttökohde	
Laboratoriolasitavaran koneellinen käsittely	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Ruostumaton teräs
Väri	Ruostumaton teräs
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	237
Ulkomitat, nettoleveys, mm	448
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	14
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	65
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	255
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	475
Nettopaino, kg	0,40
Bruttopaino, kg	0,57