


A 11/2

Teline

Helposti särkyvien esineiden hellävaraiseen käsittelyyn vaimennetulla suihkulla.



- 7 x 7 mm:n rei'itys
- Ylä- ja alakoriin
- Ei sovellu käytettäväksi PG 8536:ssä

EAN: 4002516340119 / Materiaalin numero: 11239130 /
Vanhan materiaalin numero: 69501103D

Tuotteen luokitus	
Pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
Tuoteyhteydät	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PLW 8636 [LAB / LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 7111	•
PLW 8505	•
Tuoteluokka	
Alusta	•
Tukikehikko	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Ruostumaton teräs
Väri	Ruostumaton teräs
Käyttökohde	
Laboratoriolasitavaran koneellinen käsittely	•
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	1
Ulkomitat, nettoleveys, mm	476
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	443
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	70
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	505
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	430
Nettopaino, kg	0,71
Bruttopaino, kg	1,08