

A 320

Teline

Helposti särkyvien esineiden hellävaraiseen käsittelyyn vaimennetulla suihkulla.



- 7 x 7 mm:n rei'itys

EAN: 4002516237082 / Materiaalin numero: 11295510 /
Vanhan materiaalin numero: 69632000D

Tuotteen luokitus	
Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
Tuoteyhteydet	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 7111	•
Tuoteluokka	
Tukikehikko	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Ruostumaton teräs
Väri	Ruostumaton teräs
Käyttökohde	
Laboratoriolasitavaran koneellinen käsittely	•
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	10
Ulkomitat, nettoleveys, mm	237
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	536
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	60
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	245
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	560
Nettopaino, kg	0,47
Bruttopaino, kg	0,63