


A 321
Teline
erilaisille välineille.



- Sopii esim. dekanttereille, suppiloille, rintapumpuille
- Joustavat kahvat

EAN: 4002516237099 / Materiaalin numero: 11309380 /
Vanhan materiaalin numero: 69632100D

Tuotteen luokitus	
Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
Tuoteyhteydet	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 7111	•
Tuoteluokka	
Teline/moduuli dekantterilaseille	•
Teline/moduuli leveäkaulaisille lasitavaroille	•
Muut telineet	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Ruostumaton teräs
Väri	Ruostumaton teräs
Käyttökohde	
Laboratoriolasitavaran koneellinen käsittely	•
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	81
Ulkomitat, nettoleveys, mm	240
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	545
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	90
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	255
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	585
Nettopaino, kg	0,76
Bruttopaino, kg	0,99