

DGG 50-120

Rei'ittämätön höyrykypsennysastia

DG 7000 -höyryuuneihin ja DGM 6000/7000 höyry-/mikroaaltoyhdistelmäuuneihin.

EAN: 4002516244578 / Materiaalin numero: 11323320 /  
Vanhan materiaalin numero: 23996130EU1



- esim. pasta, riisi ja keitot
- Ruokien kypsennykseen kastikkeessa, liemessä tai vedessä
- Tilavuus: 5,5 l
- L x S x K: 375 x 197 x 120 mm
- Ei sovellu mikroaaltokypsennykseen!