

APST 008

Suodatin

Pölyhiukkasten vangitsemiseen koneen sisällä.



- Pienikokoinen sisään liukuva kasetti on helppo vaihtaa
- Vaihdeettava 400 sterilointiohjelman välein

EAN: 4002516256397 / Materiaalin numero: 11377370 /
Vanhan materiaalin numero: 68900008D

Tuotteen luokitus	
Pienet höyryautoklaavit	•
Tuoteyhteydet	
PST 1710	•
PST 1720	•
PST 2210	•
PST 2220	•
Tuoteluokka	
Suodatin	•
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	0
Ulkomitat, nettoleveys, mm	0
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	0
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	15
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	170
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	250
Nettopaino, kg	0,04
Bruttopaino, kg	0,05