

DOS K 85/1 flex

Annostelupumppu 5 litran kanistereille

täyttömäärän osoitin nestemäisten kemikaalien automaattista annostelua varten.



- Annostelun valvonta – eritt. turvalliset prosessit, EN ISO 15883
- Nestemäisen pesuaineen tai neutralointiaineen annosteluun
- 214 mm mm imuputki ja joustava korkki 5 l kemikaalikanistereille
- Muuntosarja saatavilla 10–30 litran kanistereiden imuputkille

EAN: 4002516365297 / Materiaalin numero: 11498920 /
Vanhan materiaalin numero: 69747053D

Tuotteen luokitus	
Pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
Pesu- ja desinfiointikoneet	•
Pesu- ja desinfiointikoneet, terveydenhuolto	•
Tuoteyhteydet	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8583	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Tuoteluokka	
Annostusjärjestelmä	•
Tuotteen ominaisuudet	
Tuotantoteho, ml/60 s	55
Imuputken pituus, mm	214
Vakiosähköliitäntä	
Vaiheiden määrä	1
Nollajohdin	N
Vaihto-/tasavirta	AC
Jännite, V	200-230
Taajuus, Hz	50
Kokonaisnimellisteho, kW	0,01
Mitat ja paino	
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	160
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	198
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	478
Nettopaino, kg	1,52
Bruttopaino, kg	1,74
Vaat.muk., sertif.,symbolit	
CE	•