

ProCare Tex 10 MA - 5 l

Pesuaine hieno- ja kirjopyykille, tiivisteneste, lievästi emäksinen, 5 l erittäin tehokas, fosfaatiton, EU-ympäristömerkki.



- Arkojen tekstiilien optimaaliseen puhdistukseen
- Kehitetty erityisesti Miele Professional -koneisiin
- Ei sisällä optisia kirkasteita eikä valkaisuaineita
- Nopeavaikutteinen, vaahdon tunnistava
- Hyvä proteiinien- ja rasvanpoistokyky
- Tuotteella on EU-ympäristömerkki

EAN: 4002516364269 / Materiaalin numero: 11520220 / Vanhan materiaalin numero: 59702101DE

Tuotteen luokitus	
Pyökinpesukoneet	•
Pesutulos	
Likaa hajottava	Hyvä
Proteiinia hajottava	Hyvä
Rasvaa hajottava	Hyvä
Annostelu	
Annostuspitoisuus säädettävissä	•
Liuoksen pH-arvo	8,0-9,0
Sopii automaattiseen annosteluun	•
Sopii käytettäväksi kaikilla vedenkovuuksilla	•
Käyttö	
Hotellit, ravintolat	•
Urheiluvaatteiden pesuun	•
Ulkoiluvaatteiden pesuun	•
Työvaatteiden pesuun	•
Tuotteen ominaisuudet	
Ainetyyppi	Hieno-/kirjopesuaine
Emäksisyys	Lievästi emäksinen
Yhdistelmämuoto	Tiivisteneste
Koostumus	Alkalit, Säilöntäaineet, Pinta-aktiiviset aineet
Fosfaatiton	•
Tehokas 30–90 °C lämpötiloissa	•
Vaahdon tunnistava	•
Tiheys (20 °C:ssa) g/cm ³	1,09
Varastointi	
Säilytyslämpötila vähintään, °C	4
Säilytyslämpötila enintään, °C	40
Säilytettävä kuivassa, suojassa jäätymiseltä	•
Kanisterit on suljettava välittömästi sen jälkeen, kun riittävä määrä kemikaalia on otettu	•
Jäätyminen ei heikennä tuotteen laatua, voidaan käyttää sulatuksen jälkeen	•
Vähimmäissäilyvyysaika kuukausina	24
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	256
Ulkomitat, nettoleveys, mm	148
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	193
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	249,00
Ulkomitat, bruttotoisuus, mm	148,00
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	193,00
Paino, g	5450
Bruttopaino, kg	5,73
Täyttötilavuus, ml	5000
Standardit, sertif./symbolit	
GHS:n/CLP:n mukainen	•
EU-ympäristömerkki	•
Varmennusnumerot	
EU-ympäristömerkki: DE/039/020	•