

ProCare Tex 20 OB - 5 l
Valkaisuaine, tiivisteneste, hapan, 5 l
happipohjainen.



- Itsepintaisten tahrojen optimaaliseen poistoon
- Kehitetty erityisesti Miele Professional -koneisiin
- Ihanteellinen apuaine kaikille pesuaineille
- Vapauttaa happea tasaisesti erikoisvakautteen ansiosta

EAN: 4002516365471 / Materiaalin numero: 11520280 /
Vanhan materiaalin numero: 59703101DE

Tuotteen luokitus	
Pyökinpesukoneet	•
Pesutulos	
Valkaiseva	Erittäin hyvä
Annostelu	
Annostuspitoisuus säädettävissä	•
Liuoksen pH-arvo	1,5-2,5
Sopii automaattiseen annosteluun	•
Sopii käytettäväksi kaikilla vedenkovuuksilla	•
Tuotteen ominaisuudet	
Ainetyyppi	Valkaisuaine
Emäksisyys	Hapan
Yhdistelmämuoto	Tiivisteneste
Koostumus	Aktiivihappi
Fosfaatiton	•
Luovuttaa happea pesuvedeen	•
Vapauttaa happea tasaisesti stabilointiaineiden ansiosta	•
Tiheys (20 °C:ssa) g/cm ³	1,13
Hajoaa ilman jäämiä	•
Ihanteellinen apuaine kaikille pesuaineille	•
Varastointi	
Säilytyslämpötila vähintään, °C	0
Säilytyslämpötila enintään, °C	40
Kanisterit on suljettava välittömästi sen jälkeen, kun riittävä määrä kemikaalia on otettu	•
Vähimmäissäilyvyysaika kuukausina	12
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	256
Ulkomitat, nettoleveys, mm	148
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	193
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	249,00
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	148,00
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	193,00
Paino, g	5650
Bruttopaino, kg	6,00
Täyttötilavuus, ml	5000
Standardit,ertif./symbolit	
GHS:n/CLP:n mukainen	•
Asetus räjähteiden lähtöaineista	•