

ProCare Tex 20 OB - 20 l  
Valkaisuaine, tiivisteneste, hapan, 20 l  
happipohjainen.



- Itsepintaisten tahrojen optimaaliseen poistoon
- Kehitetty erityisesti Miele Professional -koneisiin
- Ihanteellinen apuaine kaikille pesuaineille
- Vapauttaa happea tasaisesti erikoisvakautteen ansiosta

EAN: 4002516365495 / Materiaalin numero: 11520350 /  
Vanhan materiaalin numero: 59703301DE

<b>Tuotteen luokitus</b>	
Pyökinpesukoneet	•
<b>Pesutulos</b>	
Valkaiseva	Erittäin hyvä
<b>Annostelu</b>	
Annostuspitoisuus säädettävissä	•
Liuoksen pH-arvo	1,5-2,5
Sopii automaattiseen annosteluun	•
Sopii käytettäväksi kaikilla vedenkovuuksilla	•
<b>Tuotteen ominaisuudet</b>	
Ainetyyppi	Valkaisuaine
Emäksisyys	Hapan
Yhdistelmämuoto	Tiivisteneste
Koostumus	Aktiivihappi
Fosfaatiton	•
Luovuttaa happea pesuvedeen	•
Vapauttaa happea tasaisesti stabilointiaineiden ansiosta	•
Tiheys (20 °C:ssa) g/cm <sup>3</sup>	1,13
Hajoaa ilman jäämiä	•
Ihanteellinen apuaine kaikille pesuaineille	•
<b>Varastointi</b>	
Säilytyslämpötila vähintään, °C	0
Säilytyslämpötila enintään, °C	40
Kanisterit on suljettava välittömästi sen jälkeen, kun riittävä määrä kemikaalia on otettu	•
Vähimmäissäilyvyysaika kuukausina	12
<b>Mitat ja paino</b>	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	385
Ulkomitat, nettoleveys, mm	258
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	294
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	378,00
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	256,00
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	288,00
Paino, g	22000
Bruttopaino, kg	23,00
Täyttötilavuus, ml	20000
<b>Standardit, sertif./symbolit</b>	
GHS:n/CLP:n mukainen	•
Asetus räjähteiden lähtöaineista	•