

ProCare Tex 11 - 10 kg
Yleispesuaine, jauhe, emäksinen, 10 kg
Entsyymitehosteinen, fosfaatiton tehopesuaine.



- Erilaisten tekstiilien optimaaliseen puhdistukseen
- Kehitetty erityisesti Miele Professional -koneisiin
- Erityisen tehokas, myös matalissa lämpötiloissa
- Biologisesti aktiivisia entsyymejä, sisältää aktiivihapetta
- Erinomainen lian- ja rasvanpoistokyky

EAN: 4002516365532 / Materiaalin numero: 11520420 /
Vanhan materiaalin numero: 59705201DE

Tuotteen luokitus	
Pyökinpesukoneet	•
Pesutulos	
Likaa hajottava	Erittäin hyvä
Proteiinia hajottava	Erittäin hyvä
Rasvaa hajottava	Erittäin hyvä
Valkaiseva	Erittäin hyvä
Annostelu	
Annostuspitoisuus säädettävissä	•
Liuksen pH-arvo	10,0-11,0
Manuaaliseen annosteluun	•
Sopii käytettäväksi kaikilla vedenkovoilla	•
Käyttö	
Itsepalvelupesulat	•
Hotellit, ravintolat	•
Tuotteen ominaisuudet	
Ainetyyppi	Yleispesuaine
Emäksisyys	Emäksinen
Yhdistelmämuoto	Jauhe
Koostumus	Aktiivihappi, Alkalit, Entsyymit, Optiset kirkasteet, Zeoliitit
Biologisesti hajoava erikoisentsyymiensä ansiosta	•
Fosfaatiton	•
Tehokas 30–90 °C lämpötiloissa	•
Erityisen tehokas matalissa lämpötiloissa	•
Tiheys (20 °C:ssa) g/cm ³	0,60
Helppo käsitellä	•
Varastointi	
Säilytyslämpötila vähintään, °C	0
Säilytyslämpötila enintään, °C	40
Säilytettävä kuivassa, suojassa jäätymiseltä	•
Kanisterit on suljettava välittömästi sen jälkeen, kun riittävä määrä kemikaalia on otettu	•
Vähimmäissäilyvyysaika kuukausina	24
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	610
Ulkomitat, nettoleveys, mm	300
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	120
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	100,00
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	400,00
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	700,00
Paino, g	10000
Bruttopaino, kg	11,00
Standardit, sertif./symbolit	
GHS:n/CLP:n mukainen	•