

ProCare Tex 11 - 20 kg

Yleispesuaine, jauhe, lievästi emäksinen, 20 kg

Entsyymitehosteinen, fosfaatiton tehopesuaine.



- Erilaisten tekstiilien optimaaliseen puhdistukseen
- Kehitetty erityisesti Miele Professional -koneisiin
- Erityisen tehokas, myös matalissa lämpötiloissa
- Biologisesti aktiivisia entsyymejä, sisältää aktiivihappea
- Erinomainen lian- ja rasvanpoistokyky

EAN: 4002516365549 / Materiaalin numero: 11520440 /  
Vanhan materiaalin numero: 59705301DE

<b>Tuotteen luokitus</b>	
Pyökinpesukoneet	•
<b>Pesutulos</b>	
Likaa hajottava	Erittäin hyvä
Proteiinia hajottava	Erittäin hyvä
Rasvaa hajottava	Erittäin hyvä
Valkaiseva	Erittäin hyvä
<b>Annostelu</b>	
Annostuspitoisuus säädettävissä	•
Manuaaliseen annosteluun	•
Sopii käytettäväksi kaikilla vedenkovoilla	•
<b>Annostelusuositus</b>	
pH-arvo 20 °C lämpötilassa	10,0-11,0
<b>Käyttö</b>	
Itsepalvelupesulat	•
Hotellit, ravintolat	•
<b>Tuotteen ominaisuudet</b>	
Ainetyyppi	Yleispesuaine
Emäksisyys	Emäksinen
Yhdistelmämuoto	Jauhe
Koostumus	Aktiivihappi, Alkalit, Entsyymit, Optiset kirkasteet, Zeoliitit
Biologisesti hajoava erikoisentsyymiensä ansiosta	•
Fosfaatiton	•
Tehokas 30–90 °C lämpötiloissa	•
Erityisen tehokas matalissa lämpötiloissa	•
Tiheys (20 °C:ssa) g/cm <sup>3</sup>	0,60
Helppo käsitellä	•
<b>Varastointi</b>	
Säilytyslämpötila vähintään, °C	0
Säilytyslämpötila enintään, °C	40
Säilytettävä kuivassa, suojassa jäätymiseltä	•
Kanisterit on suljettava välittömästi sen jälkeen, kun riittävä määrä kemikaalia on otettu	•
Vähimmäissäilyvyysaika kuukausina	24
<b>Mitat ja paino</b>	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	750
Ulkomitat, nettoleveys, mm	350
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	140
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	140,00
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	440,00
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	620,00
Paino, g	20000
Bruttopaino, kg	21,00
<b>Standardit, sertif./symbolit</b>	
GHS:n/CLP:n mukainen	•