

ProCare Sure I-PM

Prosessi-indikaattori, indikaattoriteipit

Silmämääräiseen rutiinitarkastukseen pesu- ja desinfiointiprosessin aikana.



EAN: 4002516364702 / Materiaalin numero: 11577000 /
Vanhan materiaalin numero: 68915101D

Tuotteen luokitus

Pesu- ja desinfiointikoneet

- Lisäturvaa rutiinikäyttöön
- Helppo käyttää itseliimautuvien indikaattoriteippien ansiosta
- 192 indikaattoria per pakkaus
- Säilyvyysaika 36 kk valmistuspäivästä
- Dokumentointilomakkeet ladattavina PDF-tiedostoina