

ProCare Sure I-PM Starter

Prosessi-indikaattori, aloituspakkaus

Silmämääräiseen rutiinitarkastukseen pesu- ja desinfiointiprosessin aikana.



EAN: 4002516364696 / Materiaalin numero: 11577150 /
Vanhan materiaalin numero: 68915301D

Tuotteen luokitus

Pesu- ja desinfiointikoneet

- Lisäturvaa rutiinikäyttöön
- Helppo käyttää itseliimautuvien indikaattoriteippien ansiosta
- Kaksi muovipidikettä ja 64 yksittäistä indikaattoria per pakkaus
- Säilyvyysaika 36 kk valmistuspäivästä
- Dokumentointilomakkeet ladattavina PDF-tiedostoina